

COLORAMA 2 BIOACTIVE

- Эксклюзивная антибактериальная ткань Colorama Trevira CS Bioactive с интегрированными ионами серебра
- Подходит для медицинских учреждений
- Сертификат Cradle to Cradle Certified™ Bronze
- Сертификат Oeko-Tex® Standard 100, не содержит вредных веществ
- Стирать при температуре до 72°

ПРИМЕНЕНИЕ



СВОЙСТВА ТКАНИ

	Полупрозрачная
	Полиэстер Trevira CS (50% биоактивный)
	290 g/m ²
	0.55 mm
	335 cm
	340 cm
	8.9 cm, 12.7 cm, 138 cm, 202 cm, 340 cm

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

							
	-1%	-2%	-2%	-0.5%			
							
	-1%						
							

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	5-7
	Огнестойкость
	Антимикробный (Trevira CS Bioactive)
	Применяется во влажных зонах
	Подходит для Wave
	Цифровая печать
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle
	Специальные цвета от 240 m

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

B1 (DIN 4102-1)
B-s1,d0 (EN 13501-1)
CAN/ULC-S109-14
Class 1 (EN 13773)
Class 1 (UNI 8456)
M1 (NF P 92-503/5/7)
NFPA 701
Type C (BS 5867-2)



Colorama 2 Bioactive

ОПТИЧЕСКИЙ И СОЛНЕЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТЫ (± 5%, DIN EN 410)

Цвет	T _V	T _S	R _s	A _s	T _{UV}	F _C	g _{tot}
400	36.2	36.3	60.6	3.1	35.1	0.59	0.40
410	38.2	37.3	58.9	3.8	28.7	0.57	0.41
429	13.7	26.3	45.2	28.5	11.7	0.65	0.47

T_V Visible light transmission

T_S Solar transmission

R_s Solar reflectance

A_s Solar absorption

T_{UV} UV transmission

F_C Shading factor

g_{tot} Total g-value

F_C + g_{tot}: Значение, рассчитанное с помощью стекла: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1



Цветопередача оттенков может варьироваться